

## Nutrison Protein Advance Flacon de 500 ml



- Nutrison Protein Advance est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition liée à un stress métabolique.
- Alimentation par sonde, complète, hyperprotidique, avec fibres, prête-à-l'emploi
- Sans gluten et pauvre en lactose, avec la même composition que Nutrison Advanced Protison
- À utiliser sous surveillance médicale
- Caractéristiques: 1 280 kcal/litre - 75 g de protéines/litre - 15 g de fibres/litre