

Emulsion Sebamed sans savon Flacon pompe de 300 ml



Les ingrédients actifs vitamine, pentavitine et allantoinne protègent la peau du dessèchement. La peau est visiblement douce et souple. Le pH de 5,5 renforce et stabilise la couche protectrice naturelle de la peau (manteau acide). La peau est protégée de manière

optimale contre les influences extérieures néfastes. Astuce pour un soin optimal: après le nettoyage, utilisez Sebamed Skin Lotion pour le corps et la crème hydratante pour le visage.