

Fresubin Pro Compact Drink Cappuccino Pack de 4 x 125 ml



- Nutrition médicale orale, hypercalorique (2,4 kcal/ml) et hyperprotéinée (18 g/bouteille).
- Riche en vitamine D et en calcium.
- Petit volume.
- Pour le support nutritionnel de patients dénutris ou

présentant un risque de dénutrition, en particulier avec des besoins accrus en énergie, protéines, calcium et vitamine D.

- Goûts: vanille, cappuccino, pêche-abricot.