

Élévateur pour baignoire Hydraulid



- L'élévateur de baignoire Hydraulid avec réglage en hauteur est destiné à être utilisé dans les hôpitaux, les sanatoriums et les maisons de retraite. Il est utilisé pour aider les personnes à mobilité réduite en raison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement à se soulever, à se déplacer et à effectuer les activités quotidiennes d'hygiène et de toilette. Permet au soignant de transférer le patient du lit à la baignoire et de la baignoire au lit.
- Il peut être actionné par une seule personne, ce qui permet un travail ergonomique du personnel.
- Caractéristiques:
 - Levage/abaissement
 - Mobile
 - Réglage de la tête et du relève-jambes
 - Equipé d'un panneau de commande et d'une télécommande manuelle pour le réglage de la hauteur.
- Données techniques:
 - Dimensions du siège (L x l x H min/max): 97 x 76 x 124/184 cm
 - Dimensions comme civière (L x l x H min/max): 97 x 184 x 124/184 cm
 - Dimensions du brancard (L x l): 43 x 184 cm
 - Largeur d'assise: 43,5 cm
 - Hauteur de la poignée: 119 cm
 - Diamètre de tournage: 115 cm
 - Diamètre de roue (avec/sans frein): 12,5 / 10 cm
 - Tension d'entrée: 100-240 V - 50-60 Hz
 - Capacité de la batterie : 2.9 Ah
 - Poids: 95 kg
 - Charge de levage maximale: 160 kg
 - Temps de montée/descente: 42 / 35 sec
 - Equipement médical: MD

