

## Élévateur pour baignoire Hydraulid



- L'élévateur de baignoire Hydraulid avec réglage en hauteur est destiné à être utilisé dans les hôpitaux, les sanatoriums et les maisons de retraite. Il est utilisé pour aider les personnes à mobilité réduite en raison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement à se soulever, à se déplacer et à effectuer les activités quotidiennes d'hygiène et de toilette. Permet au soignant de transférer le patient du lit à la baignoire et de la baignoire au lit.

- Il peut être actionné par une seule personne, ce qui permet un travail ergonomique du personnel.

- Caractéristiques:

- Levage/abaissement
- Mobile
- Réglage de la tête et du relève-jambes
- Equipé d'un panneau de commande et d'une télécommande manuelle pour le réglage de la hauteur.

- Données techniques:

- Dimensions du siège (L x l x H min/max): 97 x 76 x 124/184 cm
- Dimensions comme civière (L x l x H min/max): 97 x 184 x 124/184 cm
- Dimensions du brancard (L x l): 43 x 184 cm
- Largeur d'assise: 43,5 cm
- Hauteur de la poignée: 119 cm
- Diamètre de tournage: 115 cm
- Diamètre de roue (avec/sans frein): 12,5 / 10 cm
- Tension d'entrée: 100-240 V - 50-60 Hz
- Capacité de la batterie : 2.9 Ah
- Poids: 95 kg
- Charge de levage maximale: 160 kg
- Temps de montée/descente: 42 / 35 sec
- Equipement médical: MD

