

Bassin lave-cheveux, gonflable



- Conçu pour laver les cheveux au lit facilement
- Il suffit de placer le bassin sous la tête et les épaules
- Pour une facilité d'utilisation, il y a 2 chambres à air. Elles peuvent être gonflées à la bouche ou à la pompe.
- Tuyau de vidange fermé par un bouchon sur le fond du

réceptacle

- Tuyau de 1,20 m
- Evacuation en bas à droite
- Dimensions dégonflé: 660 x 585 mm
- Poids: 800 g