

Sachets de tampons Evocare prune 62, 30-35 mm Boîte de 25 x 3 tampons



- Stérile
- Compresses de gaze hydrophile rondes, composées de deux couches de gaze maintenues ensemble par une bande élastique pour maintenir leur forme et empêcher le contact des fibres libres avec la plaie. La structure du surmatelas assure une absorption maximale des fluides corporels et une distribution optimale des solutions antiseptiques ou médicamenteuses.
- La forme arrondie facilite la prise du tampon de soin et réduit le risque que l'instrument entre en contact avec la plaie.
- Absorption de fluides corporels pendant les procédures chirurgicales. Soins postopératoires des plaies à l'hôpital ou à domicile. Soins des plaies chroniques (ulcères de jambe, escarres, etc.).

