

## Wip'Anios Excel lingettes désinfectantes sans alcool Paquet de 100



- Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour nettoyer et (pré-)désinfecter les équipements médicaux
  - Imprégnées d'une solution détergente et désinfectante: chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5: 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients ioniques, agent séquestrant, excipients
  - Lingettes en viscose 100% biodégradables
  - Formulées sans parfum, sans alcool
- Large spectre virucide
  - Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes
  - Nettoyage et désinfection des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et essuyage des gaines d'endoscopes avant immersion
  - Composition: 100% viscose
  - Taille: 18 x 20 cm