

## Wip'Anios Excel lingettes désinfectantes sans alcool Paquet de 100



- Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour nettoyer et (pré-)désinfecter les équipements médicaux
- Imprégnées d'une solution détergente et désinfectante: chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5: 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients ioniques, agent séquestrant, excipients
- Lingettes en viscose 100% biodégradables
- Formulées sans parfum, sans alcool
- Large spectre virucide
- Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes
- Nettoyage et désinfection des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et essuyage des gaines d'endoscopes avant immersion
- Composition: 100% viscose
- Taille: 18 x 20 cm