

## Spray Marimer bébé hygiène nasale - isotonique Spray de 100 ml



- MARIMER HYGIENE NASALE QUOTIDIENNE est une solution d'eau de mer naturellement riche en sels minéraux et oligo-éléments marins. Sa formule contribue à la diminution des symptômes allergiques, tout en facilitant l'évacuation en douceur des sécrétions nasales, qui peuvent parfois vous gêner la vie.
- POURQUOI UTILISER MARIMER HYGIENE NASALE QUOTIDIENNE ?
  - Pour une hygiène nasale quotidienne,
  - Facilite l'évacuation des sécrétions nasales,
  - Recommandé en cas de rhinite allergique\*\*.

- COMMENT UTILISER CE PRODUIT ?
  - 1 à 2 pulvérisation(s) par narine, 1 à 3 fois par jour selon les besoins.
  - Peut être utilisé quotidiennement sur une période prolongée. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demander conseil à votre pharmacien.
  - Ce dispositif médical est doté d'un système de valve poche et d'un gaz propulseur, qui assurent une bonne protection de la formule (absence de contaminations extérieures).