

## Plateau de pesée Soehnle, non homologué



- Avec boîtier de contrôle 3810
- Modèle 7808, non homologué
- Plate-forme de pesée en aluminium à revêtement blanc
- Dimensions : 1070 x 880 x 55 mm
- Complet avec 2 rampes, revêtement blanc
- Facilement déplaçable grâce à sa légèreté, à une poignée et à 2 roues
- Fonction d'économie d'énergie "auto-off" pendant le fonctionnement sur batterie
- Fonction de tare possible pour le chariot
- Affichage de base, batterie rechargeable avec chargeur
- Capacité patient: max 300 kg
- Graduation par 100 g.
- Fabrication européenne.
- Instrument ne répondant pas à la métrologie légale.

