

## Pousse-seringue ambulatoire BodyGard "T"



- Le pousse-seringue BD BodyGuard™ T est conçu pour offrir flexibilité et fiabilité, assurant une transition sans effort entre les soins à l'hôpital et à domicile. Compact, léger et facile à utiliser, il représente un choix idéal pour les infirmières à domicile et leurs patients.
- Caractéristiques Principales
  - Taux de flux ajustable de 0,1 ml/h à 650 ml/h pour une précision maximale.
  - Prise en charge des seringues de 2 ml à 50/60 ml, avec reconnaissance automatique des marques les plus courantes.
  - Détecteurs de seringue à trois points pour une installation rapide et sécurisée.
  - Écran d'affichage large pour une navigation intuitive et un accès facile aux informations.
  - Batterie 9V avec une durée de vie allant jusqu'à 50 heures pour une mobilité accrue.
  - Design ergonomique pour une portabilité améliorée, augmentant l'autonomie des patients.
  - Système de réduction de bolus post-occlusion pour une sécurité patient accrue.

- Protection par verrouillage du clavier et codes d'accès pour prévenir les modifications accidentelles.
- Sécurité et Confort
 

Avec un clavier verrouillable et des fonctions protégées par des codes d'accès, le BD BodyGuard™ T minimise les risques d'erreurs, tout en assurant une administration précise des médicaments. Son design compact et léger améliore le confort du patient, facilitant la mobilité et le maintien de l'indépendance.
- Spécifications Techniques
  - Dimensions : 167 x 68 x 39 mm, Poids sans batterie : 230 g.
  - Précision du débit :  $\pm 5\%$  sous conditions nominales.
  - Volume de bolus : 0 à 20 ml, avec un taux de bolus de 1 à 650 ml/h.
  - Pression d'occlusion ajustable de 200 à 1500 mmHg.
  - Conforme aux normes actuelles, dont IEC 60601-1 et IEC 62304 pour une sécurité accrue.
- Pile non incluse.