

## Pousse-seringue ambulatoire Canafusion CA-500



- Le CA-500 est un pousse-seringue portable et intuitif, idéal pour l'administration de médicaments et de liquides en petit volume et à faible débit. Dotée d'une gamme complète de fonctionnalités, la pompe convient à la thérapie par perfusion dans une grande variété d'applications dans les environnements de soins hospitaliers, ambulatoires et à domicile.
- Caractéristiques
  - Léger et compact, entièrement portable et facile à transporter dans un sac de transport conçu sur mesure.
  - S'adapte aux tailles de seringues de 1 ml à 20 ml des grands fabricants.
  - Programmation numérique avec un écran OLED lumineux, particulièrement facile à lire dans des conditions de luminosité élevée ou faible.
  - Les alarmes sonores avec message d'affichage et balise clignotante offrent une protection complète.
  - La fonction intuitive PCA permet aux patients d'ajouter une dose supplémentaire pour un soulagement rapide de la douleur d'un simple clic sur un bouton.
  - Le volume du PCA est programmable de 0,1 ml à  $\frac{1}{4}$  de la capacité de la seringue. L'intervalle de verrouillage entre deux PCA est programmable de 5 à 60 minutes par pas de 5 minutes.