

## Pèse-bébé pliant Easy



- Pèse-bébé repliable équipé d'une poignée intégrée
- Léger et facilement transportable
- Bonne précision de pesée grâce à ses huit capteurs
- Ouverture facile et rapide en écartant les deux parties de la poignée
- Caractéristiques:
  - Graduation : 10 gr
  - Portée maximale : 15 kg
  - Mécanisme de pliage breveté avec verrouillage magnétique
  - Peu encombrant, facile à transporter
- Affichage à cristaux liquides facile à lire, hauteur des chiffres de 15 mm
- Fonction de tare : Les couvercles/calages peuvent être tarés.
- Fonction de maintien pour une lecture facile de la valeur pondérale après le pesage
- Commutable en unités kg/lb
- Fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie
- Fonctionnement sur piles avec deux piles alcalines AAA (incluses dans la livraison)

