

## Tape Maimed Silk, 1,25 cm x 9,1 m, non stérile Boîte de 24 bobines



- Caractéristiques:
- Tape adhésif blanc en bobine
- Soie artificielle
- Peut être déchiré longitudinalement et transversalement pour une fixation pratique
- Doux pour la peau et hypoallergénique, adapté aux

peaux sensibles

- Sans latex

• Application

Pour la fixation de compresses, bandages, cathéters veineux, canules, sondes d'alimentation et de trachéotomie, drainage, ainsi que sondes et pansements.