

## Tape Maimed Silk, 2,50 cm x 9,1 m, non stérile Boîte de 12 bobines



- Caractéristiques:
- Tape adhésif blanc en bobine
- Soie artificielle
- Peut être déchiré longitudinalement et transversalement pour une fixation pratique
- Doux pour la peau et hypoallergénique, adapté aux

- peaux sensibles
- Sans latex
- Application
- Pour la fixation de compresses, bandages, cathéters veineux, canules, sondes d'alimentation et de trachéotomie, drainage, ainsi que sondes et pansements.