

Maimed bandage cohésif blanc, 10 cm x 4 m, non stérile Boîte de 1 bande



- Caractéristiques:
 - Bandage blanc, cohésif et élastique
 - 97 % polyester, 3 % polyamide
 - Extensible jusqu'à env. 100 %
 - Longueur étirée env. 4 m ou env. 20 m, court tronçon
 - Adhère grâce au revêtement en latex à micro-points
 - Avec bande de papier insérée

- Les bandages non stériles peuvent être stérilisés
- Application:

Particulièrement facile à utiliser, car aucun clip n'est nécessaire en raison de ses propres propriétés adhésives. Pour une prise en charge rapide en ambulatoire ou en cabinet, avant diagnostic ou traitement. Convient pour fixer des bandages de toutes sortes.