

Dax Alcogel Recharge de 1 L



- Pour les distributeurs automatiques et manuels Dax 006.006 et 006.035
- Gel désinfectant pour les mains, recharge de 1 L
- Élimine les micro-organismes pathogènes
- Efficace contre les bactéries, les champignons et de nombreux virus, tels que le virus de la grippe, le VIH et le norovirus
- Une bonne hygiène et l'utilisation régulière de désinfectants pour les mains sont très importantes pour prévenir la propagation des infections, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements de santé
- Détails du produit
 - semi-gel
 - 87 % d'éthanol dénaturé
 - glycérine comme agent hydratant
 - testé cliniquement pour les soins quotidiens
 - agit rapidement et ne colle pas après évaporation
 - Stockage et durée de conservation:
 - conserver à température ambiante dans l'emballage d'origine fermé hermétiquement
 - durée de conservation dans l'emballage ouvert et non ouvert : voir la date sur le flacon
 - Environnement: tous les emballages sont recyclables et ne libèrent pas de substances nocives lorsqu'ils sont incinérés
 - Matériau d'emballage: polyéthylène haute densité (PEHD)
 - Utilisation:
 - se laver les mains à l'eau et au savon lorsqu'elles sont visiblement sales
 - appliquer au moins 3 ml de Dax Alcogel sur des mains sèches et propres (appuyer au moins deux fois sur la pompe).
 - frotter soigneusement les mains pendant 30 sec. jusqu'à ce qu'elles soient sèches, sans oublier la prise du pouce