

## Boîtes de rangement, ouverture à 1 main. Set de 3



- Boîtes de rangement idéales pour les enfants, les personnes âgées, les invalides qui n'ont plus de force dans les mains.
- S'ouvre très facilement par simple pression, pas de mouvement de rotation.
- Il suffit de presser, avec 1 seul doigt ou la paume de la main, sur la touche se trouvant au bord du couvercle, ensuite le soulever.
- Pour refermer, replacer le couvercle et presser sur le centre.
- Set de 3 boîtes, contenance 0.75L - 1.35L et 2L
- Convient pour stocker des petits objets (coton-tiges, puzzle,...) ou de la nourriture (café, biscuits, sucre,...)
- Adapté au lave-vaisselle