

Coussin triangulaire GCare Home



- En position allongée, cale les genoux, les mollets
- Permet la décharge des talons en association avec un coussin tube cylindrique, un coussin de décharge talonnière
- Dimensions : 55 x 30 cm
- Enveloppe Clinicare bi-élastique (polyamide enduit polyuréthane)
- Remplissage microbilles de polystyrène de fine granulométrie
- Couleur: bleu
- Entretien:
 - Se désinfecte avec un spray de surface haute non chloré
 - Lavage possible en machine à 95°C