

## Rehausse-WC avec couvercle GCare Home Rehofix, 15 cm



- Conçu en Italie pour le confort et la sécurité.
- Fabriqué en Italie.
- Le siège hermétique thermo-soudé en plastique de première qualité empêche la transmission ou la croissance bactérienne.
- La surface d'assise large avec des bords lisses réduit la pression sur les tubérosités ischiatiques.
- L'assise ergonomique inclinée vers l'avant favorise une position assise correcte et réduit la flexion des genoux et des hanches.
- Les ouvertures avant et arrière permettent l'hygiène personnelle.
- Conçu pour s'adapter à une grande variété de cuvettes, même carrées.
- Léger et stable.
- Facile à nettoyer.
- Passage facile de la version sans couvercle à la version avec couvercle, sans qu'il soit nécessaire de modifier le produit d'origine.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Ne nécessite pas d'entretien.
- Système de verrouillage conçu avec un bouton facile à saisir, facilitant le réglage même pour les utilisateurs souffrant d'arthrite.
- Les pinces de verrouillage sont dotées d'inserts en caoutchouc antidérapants pour assurer une stabilité et une sécurité maximales.
- Assemblage facile sans outil.
- Emballage plat pour minimiser les coûts de transport.
- Accessoires disponibles pour améliorer le design, le confort et l'hygiène.
- Garantie de 2 ans.
- Poids maximal certifié de l'utilisateur : 250 kg.
- Certifié conforme aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes (EN ISO 14971:2019+A11:2021, EN ISO 13485:2016+A11:2021, ISO 17966:2016, PN-EN 12182:2012, PN-EN 581-2:2016-02, PN-EN 1022:2019-03, EN ISO 14001:2015, PN-EN 1041:2010 + A1 2013.).
- Fabriqué avec des matériaux biocompatibles conformément aux normes EN ISO 10993-5:2009 et EN ISO 10993-10:2013.
- Article CE Medical de Classe I