

## Electrostimulateur TENS/EMS Beurer EM49



- Thérapie anti-douleur (TENS)
- Stimulation musculaire (EMS)
- Détente et massage
- 64 programmes enregistrés
- 6 programmes personnalisables
- Fonction docteur : possibilité d'enregistrer ses réglages personnels
- 50 niveaux d'intensité

- Électrodes auto-adhésives (4 incluses, 45 x 45 mm)
- Affichage du bon positionnement des électrodes pour simplifier l'utilisation
- 2 canaux d'électrode réglables séparément
- Minuteur-compte à rebours de 5 à 100 mn
- Clip de ceinture pratique inclus
- Arrêt de sécurité
- Écran LCD inversé avec rétro-éclairage bleu

