

Pèse personne à impédancemètre Beurer BG51 XXL



- Plateau de pesée en verre, 8 mm format XXL
- Capacité de charge: 200 kg, adapté également aux personnes lourdes
- Multi-affichage: tout en un seul coup d'oeil
- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR
- Avec calcul de l'IMC
- Écran multi-affichage
- Interprétation des valeurs de graisse corporelle
- Commande moderne à touches tactiles
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur: 10
- Mécanisme de mise en marche: démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Taille des chiffres: 28 mm (poids)