

Adoucissant lessive professionnel Softmatic Bidon de 20 litres



- Assouplissant concentré pour le linge
- Réduit le froissage des textiles
- Anti-statique
- Facilite le repassage
- pH: 3,5
- Densité: 1,000 kg/l (20°C)
- Propriétés:
 - Rend votre linge doux, moelleux et antistatique
 - Laisse une odeur florale de longue durée
 - Pour tout type de fibres textiles
 - Ne colle pas dans le doseur de la machine à laver
 - Biodégradable selon le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents
- Mode d'emploi:
 - Verser le produit dans le compartiment "assouplissant"

- du tiroir de la machine ou à la dernière eau de rinçage.
- Sélectionner le programme de lavage et la température recommandés selon le type de textiles.
- Consignes de sécurité:
 - Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
 - Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
 - Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel
- Dosage :
 - Utilisation pure
 - 2 bouchons / 5 kg de linge sec