

## Compresse épaule GelPro Identités



- Permet un traitement de thermothérapie complet
- S'utilise au congélateur ou au micro-oncnes
- La compresse s'enfile sur la partie à traiter et l'épouse fidèlement car le matériau utilisé est très extensible, permettant d'être adapté à la plupart des morphologies
- Modèle moitié ceinture et tube à enfiler par le bras pour

couvrir l'épaule entière, la sangle velcro extensible se fixe sous le bras opposé

- Dimensions sans extension : 29 x 35 cm
- Longueur sangle sans extension : 76 cm
- Couleur: bleu