

## Barre de relevage Softy avec pied Identités



- Appui en acier de grande qualité, relevable au mur pour faciliter les transferts
- L'extrémité est capitonnée d'antidérapant afin d'éviter que la main ne glisse
- Console murale avec 5 points de fixation
- Longueur de l'appui : 70 cm
- Dimensions de la console de fixation : 27 x 10 cm (chevilles et vis non fournies)
- Pied réglable en hauteur pour un appui de 69 à 78 cm
- Poids maximum supporté : 190 kg

