

Tabouret Confort bleu Identités



- Ce siège très confortable vous permet d'avoir une assise légèrement inclinée vers l'avant, très pratique pour se relever plus facilement
- Elle est fabriquée à base de mousse très facile à nettoyer
- Structure en acier époxy renforcée
- Dimensions hors-tout: largeur 60/65 cm x profondeur 41/45 cm x hauteur 84/99cm
- Dimensions assise: largeur 35,5 cm x profondeur 32,5 cm x hauteur 52/66,5 cm
- Largeur entre accoudoirs: 55 cm
- Hauteur entre les accoudoirs et l'assise: 18,5 cm
- Poids : 4,7 kg
- Poids supporté: 160 kg