

Tapis de bain blanc Antigua Identités



- Le tapis Antigua permet de sécuriser votre baignoire sans avoir les inconvénients d'un tapis normal
- Le matériau unique permet d'empêcher la stagnation d'eau, synonyme de saletés et moisissures
- Il ne gêne pas l'écoulement de l'eau et peut se placer sur la bonde directement
- Revêtement type moquette antidérapant, doux et massant pour la plante des pieds
- Reste fermement en place
- Entretien très facile
- Avec ventouses
- Dimensions: 100 x 40 cm
- Lavage à 30°C

