

Coussin de massage Shiatsu Beurer MG 145



Coussin de massage en fibre polaire à fixation avec massage shiatsu et fonction chauffante
Massage relaxant pour la maison grâce au coussin de massage polyvalent. Pour les épaules, le cou, le dos ou les jambes : ce coussin avec fonction lumière et chauffage vous assure une véritable relaxation.

- Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la

nuque, le dos et les jambes grâce à la forme de coussin universelle

- Fonction lumière et chauffage
- 4 têtes de massage shiatsu : rotatives par paires
- Surface ultra-moelleuse en microfibre polaire
- Housse amovible en microfibre polaire, lavable en machine
- Bande de fixation auto-agrippante