

## Assiette blanc ivoire Ergo Identités



- Créée par Identités, l'assiette Ergo est fabriquée en Copolyester Tritan, lui permettant d'être quasi-incassable
- Elle est plébiscitée par les ergothérapeutes grâce à ses caractéristiques idéales pour les personnes hémiplegiques et les personnes âgées faibles:
  - Des rebords hauts et droits permettant de manger d'une seule main plus facilement,
  - Un fond incliné permettant aux aliments liquides et semi-liquides de se porter d'un côté de l'assiette, plus facile à prendre avec une cuillère grâce au rebord incurvé dans le fond et droit sur les bords,
  - Une forme permettant aux assiettes d'être empilables, pratique pour leur rangement,
  - Un matériau plus résistant aux rayures dues aux lames de couteau,
- Un matériau permettant de garantir une résistance à toute épreuve aux chocs, les chutes sur le carrelage n'ont aucun effet,
- Des rebords antidérapants faciles à saisir: le grainage utilisé sur les rebords de l'assiette permet de les tenir plus facilement.
- Garantie lave-vaisselle et micro-ondes
- Diamètre total: 24,5 cm
- Diamètre interne: 18,2 cm
- Hauteur totale: 3,8 cm
- Hauteur des rebords internes: de 2,2 à 3 cm
- Poids: 183 gr
- Fabrication 100% française