

## Appui de lit latéral Robust Identités



- L'appui de lit latéral Robust permet de sécuriser les personnes au lit pendant la nuit en évitant les chutes, mais surtout de les aider à se relever de leur lit en prenant un appui sûr
- Les parties de contact et de prise en main sont capitonnées en mousse agréable et antidérapante
- La partie se glissant entre la matelas et le sommier se règle de 83 à 111,5 cm
- Le porte-main est réglable au-dessus du sommier de 36 à 46 cm
- Les pieds se règlent au-dessus du sommier de 41,5 à 52 cm
- Dimensions hors-tout: largeur 50 cm x profondeur 113 cm x hauteur 99 cm

