

## Neoderm lotion lavante protectrice pour les mains Flacon-pompe de 300 ml



- Ses ingrédients de soin permettent un lavage doux et efficace.
- L'ingrédient désinfectant triclosan protège contre les bactéries.
- Neoderm lotion lavante est pH de la peau saine.
- Ingrédients : Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine,

Glycerin, Parfum, Triclosan, Citric Acid, Sodium Styrene/Acrylates Copolymer, Hydroxypropyl Guar, Hydroxypropyltrimonium Chloride, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Trideceth-7, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Lauryl Sulfate, Limonene