

## Siège de bain suspendu Mayotte Identités



- Les extrémités se posent sur les rebords de baignoire et sont antidérapantes.
- L'assise est composée de lattes laissant s'écouler l'eau facilement.
- S'adapte sur une baignoire de largeur intérieure de 62 cm à 69 cm.
- Modèle suspendu avec une assise à 12 cm environ sous les rebords de baignoire.
- Structure aluminium peinte.
- Dimensions assise : larg. 34 x prof. 32.5 cm.
- Poids maximum autorisé 100 kg.