

Oxybac Foam Wash Recharge de 1000 ml



- Mousse lavante antimicrobienne pour les mains, très efficace, à large spectre d'activité, conçue pour un usage professionnel
- Nettoie les mains et contient du Peroxyde d'hydrogène accéléré® pour éliminer jusqu'à 99,999 % des bactéries les plus courantes et 99,99 % des levures et virus enveloppés les plus courants, lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. Formulé sans ammonium quaternaire
- Bactéricide, levuricide, virucide sur les virus enveloppés
- Sans parfum, ni colorant
- Utilisation : Pour le lavage général des mains dans le secteur alimentaire, de la restauration et les établissements de santé, ou tout autre lieu de travail, établissement de services sociaux ou établissement public exigeant une hygiène des mains particulièrement rigoureuse
- Mode d'emploi :
 - Frotter sur toute la surface des mains pendant 30 secondes.
 - Rincer soigneusement à l'eau claire et bien sécher.
- Dosage :
 - Pour une utilisation hygiénique générale : appliquer 1 dose sur les mains sèches
 - Pour une désinfection hygiénique de la peau (selon la norme EN1499) : appliquer 2 doses sur les mains sèches
- Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Autorisation n° BE-REG-00413