

## Evocare Sensitive gants de soins en vinyle stretch non poudrés, blanc, large 8-9 Boîte de 100



- Ce gant en matière synthétique garde la souplesse du latex et la résistance du vinyle
- L'absence de poudre évite néanmoins tout risque d'allergie ou d'irritation.
- Gant ambidextre universel et hypoallergénique avec manchette classique
- Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
- Dimensions de la boîte: 23 x 12 x 6 cm (LxlxH)
- Grammage par gant: 5 g
- Qualité médicale.
- AQL 1.5 = taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
- Normes: EN420 - EN374 / 1, 2 & 3 - EN455 / 1, 2 & 3
- Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/EC et testé EN1186:2002
- Conforme aux directives européennes 93/42/CEE modifiée par 2007/47/CE