

## Resource 2.0 + fibres - Abricot Pack de 4 x 200 ml



- Nutrition médicale orale complète hypercalorique (400kcal), enrichi en protéines (18g) avec fibres prébiotiques (5g fructo et galacto-oligosaccharides), régulateur de transit pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition en cas de besoins énergétiques et protéiques accrus
- Bouteille de 200ml-sans gluten
- Goûts: vanille, abricot, fraise, fruits des bois, café,

chocolat, neutre,

- Dosage: 1 à 3 unités par jour en complément ou en substitution d'un repas ou selon les recommandations émises par un professionnel de la santé