

**Resource Repair, vanille.
Pack de 4 x 200 ml**



- Nutrition médicale orale complète hypercalorique (250Kcal), enrichie en protéines (18,5g), boostée en arginine, proline, zinc (7,5 mg) et vitamine C (250mg)
- Pour des patients dénutris ou à risque de dénutrition présentant un ou des escarres ou retard de cicatrisation

- Bouteille de 200 ml, sans gluten, pauvre en lactose
- Goûts: vanille, café
- Dosage: 1-3 unités(s) par jour et selon les recommandations émises par un professionnel de la santé