

## Aérosol Flaem Hospineb



- Appareil d'aérosolthérapie pour une utilisation professionnelle
- Pour un usage continu
- Rapide et efficace avec nébuliseur équipé de système de valve
- Avec poignée de transport et compartiment de rangement du cordon
- Livré avec masques adulte et enfant Soft Touch, nébulisateur, tuyau et filtre
- Pression maximum : 3,5 Bar
- Débit d'air du compresseur: 14 l/min
- Débit de nébulisation : entre 0,21 et 0,54 ml/min
- Capacité nébuliseur: 8 ml
- Alimentation: 230 V - 50 Hz - (150 VA)
- Bruit: 57 dB
- Dimensions: 20 x 18 x 11 cm (L x l x H)
- Poids: 1,8 kg