

Chaise roulante de douche Etac Clean, hauteur 55 cm, blanc.



- Cette chaise est sûre et ergonomique aussi bien pour les utilisateurs que pour le personnel soignant.
- Etac Clean se dirige sans difficulté grâce à sa large poignée de poussée, dont la conception verticale intelligente garantit que la chaise Clean s'adapte parfaitement, même sur des toilettes suspendues. Par ailleurs, la chaise est ouverte à l'arrière pour faciliter l'accès.
- Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu'il est inutilisé.
- La surface légèrement incurvée assure un confort optimal aux pieds, qui sont également protégés par la partie latérale du repose-pieds.
- Avec accoudoirs amovibles.
- 4 roulettes dont 2 avec frein.
- Poids: 14 kg
- Poids max utilisateur: 130 kg
- Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre
- Assise/dossier/accoudoirs/repose-pieds : polypropylène
- Supports des roulettes : polyamide
- Roulettes verrouillables avec roulement à billes : polyamide/TPE
- Largeur totale: 57 cm
- Hauteur d'assise: 55 cm
- Longueur accoudoir: 36 cm
- Profondeur d'assise: 44 cm
- Hauteur d'accoudoirs: 22 cm

