

## Chaise de douche Etac Swift



- Tabouret et chaise de douche réunis au sein d'un même produit conçu avec fonctionnalité et simplicité
- Le simple tabouret peut être transformé en chaise de douche en fonction des besoins de l'utilisateur
- Il est stable sur n'importe quelle surface grâce à un design unique qui s'adapte à tous les types de sols même ceux qui ne sont pas droits, grâce aux patins qui adhèrent au sol
- L'assise est équipée d'une découpe hygiénique
- Le siège de douche Swift est livré démonté mais

l'assemblage des éléments qui le constitue est très facile et ne nécessite pas d'outils

- Matériaux: polypropylène et aluminium
- Poids total: 4,7 kg
- Largeur totale: 54/56 cm
- Largeur entre accoudoirs: 45 cm
- Dimensions du siège: 54 x 41 cm
- Hauteur du siège réglable: 42 à 57 cm
- Coloris: gris