

Siège de bain gonflable Mangar



- Compresseur Airflow 12.
- Permet de sécuriser l'entrée et la sortie de la baignoire.
- Contrairement à un siège de bain classique, il permet de profiter de quasiment toute la baignoire une fois entièrement dégonflé.
- Fonctionne avec un compresseur à air Airflow 12 (inclus).
- Une sécurité empêche la descente si la batterie est trop faible pour assurer la remontée.

- Caractéristiques techniques
- Poids maxi de l'utilisateur: 150 kg
- Poids du Coussin de bain confort: 2kg
- Hauteur du siège (maxi/mini): 40cm/0,5cm (environ)
- Largeur du siège: 58 cm (environ)
- Profondeur du siège: 44 cm (environ)
- Longueur du tuyau d'air: 1,8 mètre
- Ventouses: Ø 11 cm