

## Fauteuil de pesée électronique Irus, classe III



- D'une maniabilité exemplaire et d'un encombrement très faible, l'équipe médicale pourra déplacer sans effort ce fauteuil au plus près du patient (chambre, salle de bain ...).
- Mesure jusqu'à 300 kg.
- Accoudoirs relevables facilitant la mise en place du patient.
- Précision: 0,1 kg.
- 4 roues dont 2 avec frein à l'arrière.
- Dimensions totales: 630 x 720 x 960 mm (L x P x H).
- Poids net: 18 kg.
- Capacité patient: maximum 300 kg.
- Instrument en métrologie légale pour une utilisation médicale. Soumis à une vérification périodique tous les 4 ans.
- Fonctionne sur batterie rechargeable.

