

## Chariot d'urgence Persolife Compact, complet



- Dimensions: 571 x 594 x 1050 mm (L x P x H)
- Structure en profilés d'aluminium extrudé, parois latérales et arrière en plastique moulé, couleur orange.
- Chariot équipé de:
  - 2 tiroirs ABS de 417x470x76 mm
  - 2 tiroirs ABS de 417x470x156 mm
  - 1 tiroir ABS de 417x470x236 mm
  - 2 rails normalisés porte-accessoires côté droit
  - 1 planche de massage cardiaque côté gauche
  - A l'arrière, emplacements porte-sondes, pour bouteille d'oxygène
  - 1 tige porte-sérum en acier inoxydable avec 2 crochets, réglable en hauteur
  - 1 support pour défibrillateur en acier, pivotante à 360°, avec plaque extensible en méthacrylate, avec sangles de fixation.
- Verrouillage centralisé des tiroirs avec système "Safety-Lock".
- Plan de travail en ABS moulé avec rebord 48 mm sur 3 côtés
- Tiroirs avec poignée frontale pleine largeur et large porte-étiquette et étiquette d'identité colorée (disponible en 9 couleurs: rouge, vert, jaune, bleu, violet, gris, orange, rose et blanc)
- Tiroirs sur cadre en plastique mauve coulissant sur des glissières à billes.
- Charge max de 45 kg par tiroir.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm double galets dont 2 avec frein
- Différentes configurations possibles - contactez votre conseiller.

