

Sparadrap extensible Curafix H 1 rouleau



- dimension : 20 cm x 10 m
- Non stérile
- blanc
- 100 % polyester
- substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane)

Pansement adhésif hypoallergénique à fixation non tissée. La structure perforée offre une flexibilité extrême et une adaptation aux contours de la peau, ainsi qu'une bonne ventilation de la peau sous-jacente.

Convient à la fixation de bandages, compresses, cathéters, tuyaux flexibles ou dispositifs sur la peau.

