

## Gohy Fix Confort Small Sachet de 25



- Tour de taille: 70 à 105 cm.
- 1 ligne grise
- Avec grande ceinture élastique.
- Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous les niveaux d'incontinence tout en étant respirant et en offrant l'esthétique des

sous-vêtements normaux.

- Les fibres de polyester, fortement étirables, épousent parfaitement les courbes du corps et de la protection absorbante.
- Ces pantys peuvent être lavés en machine à 60 ° et séchés au sèche-linge.

