

Gohy Pants Maxi X-Large Carton de 6 valisettes de 14



- Tour de taille : 110 à 170 cm
- Le pant a l'apparence d'un sous-vêtement et est adapté aux personnes mobiles
- Facilité d'enlever le pant en déchirant le côté
- Une mise en place facile par la personne elle-même, car sans adhésif.
- Un non tissé doux, hypo-allergénique, procurant confort

- et bien-être
- Barrières anti-fuites intégrales hautes
- Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux
- Indicateur d'humidité très visible et efficace
- Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre

