

Baignoire à hauteur variable Avero Viva



- Baignoire ergonomique en matériau GFK sans panneau de commande et avec un revêtement extérieur entièrement fermé.
- 2 colonnes de levage à commande synchronisée.
- La baignoire est accessible par 3 côtés et adaptée à l'utilisation de lève-personne.
- La coque intérieure est ergonomique avec des accoudoirs intégrés et un dossier préformé.
- Les poignées de sécurité intégrées aident à entrer et sortir du bain.
- Equipée en standard avec un mitigeur Grohe Grotherm 1000.
- Dimensions avec commande comprise : 202,5 x 80,5 cm.
- Dimensions intérieures de la baignoire: 170 x 54/66,5 cm
- Réglable en hauteur : 69,5 - 109,5 cm