

Lève-personne pour baignoire Senta Pur L



- Pour le bain, la douche et les soins.
- Châssis robuste en tubes profilés, 2 roulettes doubles pivotantes diamètre 100 mm.
- 2 roulettes doubles à frein, diamètre 125 mm, avec recouvrement ABS
- Colonne de levage en aluminium avec entraînement à vis.
- Batterie rabattable, siège complètement en acier inoxydable, avec recouvrement polyuréthane
- Grande ouverture hygiénique
- 2 accoudoirs rabattables
- Dossier également utilisable comme appui-tête, toutes les parties en acier laquées.
- Commande par télécommande
- Longueur : 860 mm
- Largeur : 718 mm
- Hauteur : 1375 mm
- Hauteur de levage : 475 - 1175 mm
- Livré avec un coussin pour le dos, une sangle de sécurité et un chargeur mural

