

## Lotion de massage Topiderm Flacon de 250 ml



- Topiderm est une lotion de massage relaxante favorisant la souplesse et l'élasticité de la peau.
- Un massage avec cette lotion procure une sensation relaxante et apaisante.
- Pour les massages professionnels : grand pouvoir de lubrification et d'étalement, absorption rapide.
- Convient à tout type de peau, ne contient pas de lanoline.
- Facilement lavable.
- Émulsion H/E, pH (5-7).
- Utilisation :
  - Usage externe.
  - Appliquer et faire pénétrer en massant selon les besoins.
  - Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ni sur les muqueuses