


## Film adhésif transparent OpSite Flexifix, 10 cm x 10 m 1 rouleau



- Non stérile
- OpSite Flexifix est un film adhésif transparent présenté en rouleau, idéal pour la protection de la peau, la fixation de pansements et de tubulures, et pour le traitement de la douleur dans les neuropathies périphériques. Il combine tous les avantages d'un film OpSite avec un système d'application unique.

#### Caractéristiques:

- Imperméabilité à l'eau et aux bactéries
- Transparence
- Excellente souplesse
- Présentation unique en rouleau pour une utilisation facile.

